

Tęcza w probówce

Składniki:

- probówka
- 4 lub 5 pojemników
- woda
- barwniki (spożywcze lub farby plakatowe)
- cukier lub sól
- strzykawka

Przebieg doświadczenia:

- do każdego pojemnika wlewamy taką samą ilość wody
- dodajemy do każdego naczynia inny kolor
- kolejno wsypujemy cukier lub sól (do pierwszego naczynia 1 łyżeczka, do drugiego 2, itd.)
- mieszamy zabarwioną wodę z cukrem lub solą
- za pomocą strzykawki, zaczynając od naczynia z największą gęstością cieczy, wlewamy do probówki zabarwioną wodę i oto efekt...

